

# Автоматическая термостатирующая ванна для прибора ПЛА-1.

Содержание:

1. Начало работы с автоматической термостатирующей ванной для прибора ПЛА-

### Инструкция

4. <u>Комплектующие</u>	
занны	5-8
3.Комплект	
 поставки	9
4.Гарантийные	
<u>. арантиные</u> эбязательства	9
лриемке	9
<u> </u>	

# ПОРЯДОК РАБОТЫ:

# Начало работы с автоматической термостатирующей ванной для прибора ПЛА-1.

- 1. Заполняем емкость ванны водой до полного погружения корпуса поплавкового датчика (кольцо датчика должно занять крайнее верхнее положение и только при этом условии возможно включение и работа циркуляционного насоса).
- 2. Подключаем сетевой шнур к разъему на ванне и электрической розетке.
- 3. Выключатель питания (справа от ПИД-регулятора) переводим в положение "Включено". Включается подсветка кнопки выключателя питания и появляется индикация измерения температуры воды на табло ПИД-регулятора.
- 4. Задаем уставку температуры жидкости в ванне кратковременно нажимая кнопку "ПРОГ." на лицевой панели ПИД-регулятора пока не загорится индикатор "Т" и на табло высветится текущая уставка. Затем нажимая клавиши "<<" и ">>" меняем значение уставки. Через 20 сек. табло вернется в режим индикации текущей температуры жидкости.
- 5. Нажимаем и удерживаем зеленую кнопку включения циркуляционного насоса(слева от ПИД-регулятора). Насос включится и начнется заполнение жидкостью внутреннего объема проточного нагревателя с одновременным появлением пузырьков воздуха из выходного отверстия в емкости ванны (под поплавковым датчиком уровня). Одновременно с выходом пузырьков воздуха доливаем жидкость до верха корпуса поплавкового датчика уровня (время процесса может колебаться от 30 до 60 сек). По окончании выхода пузырьков воздуха можно отпустить кнопку, циркуляция продолжится в автоматическом режиме.

- 6. Работа ПИД-регулятора сопровождается засветкой индикатора "К1" на лицевой панели и свидетельствующего о формировании сигнала управления ТЭНом. Также о подаче напряжения непосредственно на ТЭН свидетельствует световой индикатор расположенный между корпусом ПИД-регулятора и кнопками управления циркуляционным насосом.
- 7. На правой боковине корпуса ванны расположен кнопочный предохранитель. Он предназначен для защиты электрических цепей от перегрузки. Приведение предохранителя в рабочее состояние после срабатывания осуществляется нажатием на кнопку.

# комплектующие ванны.




РИС. 1

1	Датчик уровня жидкости поплавковый	3	Датчик температуры
2	Выходное отверстие циркуляционного насоса	4	Сетчатый фильтр на входном отверстии циркуляционного насоса



РИС. 2

5	Кнопка включения циркуляционного насоса	10	Индикатор формирования сигнала управления ТЭНом
6	Кнопка выключения циркуляционного насоса	11	Кнопка управления
7	Световой индикатор подачи напряжения на ТЭН	12	Кнопка управления

8	Табло ПИД-регулятора	13	Кнопка смены индикации значений на табло
9	Индикатор режима отображения уставки	14	Выключатель питания



РИС. 3

15	Автоматический выключатель	16	Разъем для сетевого шнура
	тока		

## Комплект поставки

- 1. Автоматическая термостатирующая ванна для прибора ПЛА-1.
- 2. Инструкция

# Гарантийные обязательства:

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям при соблюдении заказчиком правил эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня отгрузки изделия заказчику.
- 3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока содействовать заказчику в устранении выявленных в пределах гарантийного срока дефектов. При необходимости обеспечить своими силами ремонт поставленного товара

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия не изменяя его технических характеристик.